

24 小时紧急电话
美国 (ChemTel) 888.255.3924
cleaning@alconox.com

alconox.com

- 分销商
- 技术信息
- 免费样品
- 最新进展
- 白皮书
- 价格



ALCOTABS[®] 关键性清洁片剂

- 特殊的缓释片剂配方, 使您的虹吸移液器清洗器具有最大的清洁性能
- 专注于为您节约资金
- 可生物降解且易于处置
- 自由漂洗, 为您提供可信赖的结果, 无干扰性残留物
- 用于 FDA 清洁验证与食品接触表面清洁

用于清洁: 医院、临床、教育、研发和工业实验室以及化妆品生产中使用的虹吸式移液器和试管清洗器。

用于去除: 污泥、砂砾、污垢、油脂、脂肪、油类、血液、组织、盐类沉积物、微粒、化学品、溶剂和放射性同位素。

清洁表面: 推荐用于玻璃、金属、不锈钢、瓷器、陶瓷、塑料、橡胶和玻璃纤维的防腐配方。如果及时冲洗, 可用于铝、锌和镁等软金属。建议进行腐蚀测试。

清洗方法: 虹吸管和试管冲洗器。

指示: 用虹吸式清洗器清洗移液器: 使用后立即将移液器浸没在 1% 的 Alconox、Liquinox 或 Tergazyme 溶液中。使其浸泡在广口瓶里, 直到有足够的移液器积聚到装满支架。将 2 片 ALCOTABS 放入漂洗器。将带有移液器的支架放入漂洗器。Alcotab 会溶解 (在冷水或温水中) 和泡腾, 形成一种洗涤剂溶液, 溶液通过孔道围绕移液器上下流动。药片溶解后, 自动进行冲洗。

对于分析或组织培养工作, 使用蒸馏水、去离子水或纯化水进行全部或最后的冲洗。对于食品接触面, 用饮用水冲洗。可根据要求提供材料兼容性指南。

适用包装

6 瓶装 x 100 片

Alconox 类别#

1500

ALCOTABS 通过了用于水质水分析的抑制性残留物测试, 并通过了 FDA 认证。ALCOTABS 可从重要的实验室、医院、临床和工业供应商处获得。要查找 Alconox Inc. 洗涤剂的分销商, 请使用 Alconox.com “支持” 部分中的“查找经销商”搜索工具。要获取免费样品, 请使用 alconox.com 上的“获取样品”表单。或立即致电 +914.948.4040 与 Alconox Inc. 联系。

ATTBSC.0

24 小时紧急电话
美国 (ChemTel) 888.255.3924
cleaning@alconox.com

alconox.com

- 分销商
- 技术信息
- 免费样品
- 最新进展
- 白皮书
- 价格

物理指标	典型值
1% 溶液的 pH 值	6.5
1% 溶液表面张力 (dyne/cm)	32
1% 溶液电导率 (21 °C)	6
外观	片状
颜色	白色和奶油色片状物
水中溶解性	在环境温度下为 10% (w/w)
硬水有效性	高效
生物降解性	是, 满足 EC648/2004 标准
起泡倾向	高泡沫
保质期	36 个月 (自制造月末之日起算)
香料含量	0%
磷酸盐含量 (按磷计)	3.9%
燃爆点 (°F)	无
有机碳 (% 计算 w/w)	10%

化学品描述

Alcotabs 主要由线型烷基芳基磺酸钠、磷酸盐、碳酸盐和为适合压片而添加的赋形剂成分组成的均匀混合物。Alcotabs 含有阴离子表面活性剂。

清洁验证和残留物检测

要量化用于清洁验证的痕量 Alcotabs, 请使用电导率、紫外线、TOC、HPLC 阴离子表面活性剂浓度和磷检测。有关详细信息, 请参阅 alconox.com “支持” 中的 “清洁验证” 页面。有关实验室认证测试中显示洗涤剂被冲洗掉的部分, 请参阅 alconox.com “支持” 部分的 “认证残留检测”。

健康和安全管理信息

OSHA 有害成分	无
RCRA 危险等级	无危险性
EPA 主要污染物	无
DOT 危险等级	无危险性
可燃性	不可燃
乳胶含量	产品或包装中无
刺激性	样品目录 2 皮肤, 类别 2A 眼睛刺激
大鼠口服毒性	LD ₅₀ > 5000 mg/kg
吸入毒性	溶液: 否, 粉尘: 刺激性
VOC 含量	0%
GMO 含量	无
BSE/TSE 来源	无
2007/68/EC 附录 IIIa 过敏原	无
REACH 第 57 条 (SVHC)	无
RoHS	无 RoHS 有害成分
致癌性	NTP = 无 IARC = 无 OSHA = 无
TSCA 库存成分	是
欧盟 907/2006	不包含任何酶、荧光增白剂、香料、可诱致过敏症的芳香剂或防腐剂

注意事项

避免接触皮肤、眼部和衣物。不要内服。如有接触, 立即用大量的清水冲洗皮肤。若是眼部接触, 需用大量的水冲洗至少 15 分钟, 并立即送医。安全数据表可在 alconox.com 查阅。请联系 Alconox Inc. 了解采购说明。所提供的信息是为典型信息。不应被当作规格。典型数据不能作为产品规格。

鉴于本报告中的信息不应被视为产品保证, 我们敦促您调查、测试和验证 Alconox Inc. 的洗涤剂是否适合您使用。当然, 如果我们的洗涤剂侵犯了专利权, 我们不能允许使用或推荐使用这些洗涤剂。对于 1958 年联邦食品添加剂修正案中提到的产品或材料的安全性, 不做任何陈述或保证。

ATTBSC.0